



+90 312 468 20 82 - 84

+90 533 501 41 99

Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sokak No:65/22 Kat:5
Çankaya / ANKARA / TURKEY

info@estedem.com.tr

estedem medikal estetik cihazlar

estedem_umutdemir

estedem_medikalestetikcihazlar



www.estedem.com.tr



İleri Teknoloji
Medikal Estetik Cihazlar
Katalogu



25 yıllık sektörel deneyim ve başarımızı borçlu olduğumuz, doğruluk, güven ve dürüstlük ilkelerinden ödün vermeden, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek bugünlere ulaştık. Sektörümüzde çalışan kuruluşların en büyük beklentisi olan kaliteli ürünleri ekonomik seçeneklerle temin etme ve satış sonrası hizmetleri konularındaki ihtiyaca, örnek seviyede yanıt verebilecek, uzmanlaşmış bir ekiple yol almanın haklı gururunu yaşıyoruz.


Hedef kitlemizi oluşturan hastaneler, SPA otelleri, Güzellik merkezleri ve polikliniklere, ihtiyaç duydukları tüm makine, ekipman, teknik servis ve profesyonel danışmanlık hizmetlerimizle ESTEDEM medikal-estetik-kozmetik farkı ile devam ediyoruz.

Saygılarımızla,
Umut DEMİR



WOLF DIODE LAZER

810 nm Wolf Diode lazer standart tek darbeli yüksek joule veya sıralı çok darbeli düşük joule ile çalışabilir. Ortalama güç, hazır tedavi modlarını kullanarak istenmeyen tüylerin azaltılması için tasarlanmış, vücuttaki tüm bölgelerde, tüm cilt tiplerinde güvenli bir şekilde çalışabilen Lazer Epilasyon cihazıdır.



❄️ Ice Başlık




İleri Teknoloji



Akıllı Soğutma Sistemi



Ayak Butonu



10 Hz Süper Ütülleme Hızı



10 Lazer bar




Renkli Dokunmatik Ekran



High Power



Güvenlik Anahtarı



3 Dalga Atımı



Laser

WOLF DIODE LAZER




Atış yaptıkça soğutma seviyesi artar.
Bu sayede soğutucu peltiere uzun
ömürlü kullanım sağlanır.




- 20 dereceye
varabilen akıllı
soğutma sistemi



Dokunmatik Ekran



12x20
başlık
boyutu.



12x20 büyük uygulama başlığı ile
hızlı ve etkili sonuçlar

- CE / Emc / Lvd Kalite belgeli test raporlu
- Saniyede 10 atım / 10 adet lazer bar
- Ağrısız, acısız, konforlu kullanım
- 4 Mevsim güvenle uygulama
- Farklı kıl ve ten rengi seçme imkanı
- 24 saatte Türkiye'nin her yerine teknik servis hizmeti
- Sertifikalı eğitim



6 adet turbo soğutma fan motoru

WOLF DIODE LAZER

GOLDMIX LAZER

Lazer Epilasyonda Altın Çağ 3 Dalga Boyu Birarada

Lazer teknolojisi bazı insanlarda çok iyi sonuç verirken, bazı insanlarda ise istenen sonuçlara ulaşamıyordu. Çünkü; doğal olarak bireyler arası bir çok farktan birisi de, kişilerin tüy derinliklerinin birbirinden farklı olması idi. Profesyonel üreticiler bu sorunun önüne geçebilmek, farklı derinliklerdeki tüylerde etki edebilmek için, zaman içinde farklı dalga boylarında çalışan lazer sistemleri geliştirdiler. Bu üretim hamlesi sonuçlardaki etkiyi pozitif etkilese de işletmeler için ağır maliyetler doğuruyordu. İşletmeler mükemmel epilasyon cümlesini kurabilmek için 3-4 farklı sistemi kullanmanın çözüm olduğunu görmüş fakat karşılaşılan maliyetler, istisna işletmeler hariç bunu imkansız kılıyordu.

Tüm bu sektör gerçekleri, teknolojininde gelişmesi ile dünyada lazer epilasyon uygulamaları için mükemmel en yakını yani **GOLDMIX LASER** in ortaya çıkmasını sağladı.




CE



Ndyag - Diode - Alexandrite
Laser 1064 nm. / 810 nm. / 755 nm



Goldmix Lazer, el probu ve ayak pedalı olmak üzere kullanım tercihinə göre 2 ayrı şekilde tetiklenebilir. Olası bir tetik probleminde bir nevi yedeği üzerindedir. Servis müdahale edene kadar randevu iptal etmek zorunda kalmazsınız...



Yeni nesil microchip başlık

50 milyondan fazla atım



Tüm cilt tiplerine güvenle uygulama

Saniyede 10 Atım - Süper Hızlı

ICE Başlık / High Power

HIZLI SONUÇ, ACISIZ, GÜVENLİ ETKİLİ VE EKONOMİK

Yeni nesil microchip
teknoloji



10.4 inc Dokunmatik Ekran

İleri Teknoloji




Mükemmel Soğutma Sistemi



Ayak Butonu



10 Hz Süper Ütülleme Hızı



Micro Chip Teknoloji



Renkli Dokunmatik Ekran



1080 watt High Power



Güvenlik Anahtarı



3 Dalga Atımı



Laser



GOLDMIX LAZER

Active® EXTRA 818 GEM-PL



Hair Removal



Pigmentation



Skin Rejuvenation



EXTRA 818 GEM-PL

Dünya'da mevcut bulunan bütün ışık sistem cihazlar üzerinde, İsrail'de hazırlanmış ve üretilmiş HIPL/GEM teknoloji patentine dayalıdır. Etkisi başka hiçbir yöntemle kıyaslanmayacak kadar güçlü, çok kısa sürede, birçok cilt sorununda kalıcı tedavi yapabilir.


Facial Treatment

Medikal & Kozmetik tedavileri ve tüm becerisini tek bir başlık altında gerçekleştirir. Bilgisayar programları algoritm dizayn edilmiştir. Geniş dağılımlı yoğun ışık atışı yayan flash düzeneği 450-1200 nm' sahiptir. Program seçiminde yerleşik olarak düzenli atışlar arasındaki zamanı uygun ölçüde otomatik olarak ayarlar.

Vascular



Acne



Güvenlik Standartları

- CE-MDD - International Medical Standard
- FDA - US Safety Standard
- IEC 601-1 - Medical Safety Standard
- FCC - US RFD Standard
- CFS - Governmental (Health) Apporol
- ISO13485 - Quality Medical Production
- ISO9001 - Quality Medical Standart
- CSA - Canadian & US Safety Standart

SHELBY PLUS IPL

✓ Epilasyon



✓ Cilt Yenileme




✓ Pigment



✓ Kılcal Damar



✓ Akne



Cilt üzerindeki biyolojik mekanizma tetiklenerek çalışması hızlandırılır. Collagen doku miktarı artarak canlanır. Dokunun yenilenmesi ve lekelerden arınması sağlanmış olur. Uygulama esnasında el probu cilde hafifçe temas ettirilmelidir. Uygulama öncesi cilde sürülen koruyucu ve soğutucu jel tabakası ince olmalıdır.

- * İstenmeyen tüylerin yok edilmesi
- * Kırışıklık ve cilt yenileme
- * Akne ve pigment uygulamaları
- * Kılcal damar uygulamaları
- * Dövme silme

5 Teknolojik Filtre

Renk	Işık Yelpaze (nanometre)	Uygulama
1. Menekşe & Mor	430-1200	Acne, Herpes
2. Mavi & Yeşil	480-1200	Acne, Pigmentasyon
3. Sarı	560-1200	Cilt Yenileme
4. Turuncu	590-1200	Damarlanma, Vasküler
5. Kırmızı	640-1200	Epilasyon



Akne

Güneş lekeleri / pigmentasyon sorunları

Cilt yenileme / Dövme silme

Damarlanma / vasküler cilt sorunları

Epilasyon

İşlem istenmeyen tüylerin kıl follicellerinin pıhtılaşmasıyla gerçekleşir. Kaynaktan gelen yüksek şiddetli ışık enerjisi kıl follice melaninleri tarafından emilir ve hedeflenen tahribat gerçekleşir. Bütün kıllar aynı oranda melanin pigmenti içermez bu yüzden seanslar kılın yapısına, cinsiyete ve kişiye göre değişir. Ortalama %40 - %80 civarında anajen dönemde olan kıllar etkilenir ve tedaviden 5-18 gün içerisinde dökülmeye başlar.

FRAPICO LAZER

Frapico laser, gelişmiş optik pikosaniye teknolojisi ve bileşenlerini kullanmakta olup çok işlevli kontrol sistemi ve ayarlanabilir spot büyüklüğüne sahip 4 farklı lazer mercekleri barındırmakta, bu sayede dövme silme, karbon peeling, tüy beyazlatma ve pigment lezyon uygulamalarını yapabilmektedir.



Dokunmatik ekran



10.4 inc Dokunmatik Ekran



Lazer tipi	Pikosaniye Lazer
Lazer çıkış dalga enerjisi	1320 nm / 1064 nm / 532 nm/755 nm
Lazer sinyali atış enerjisi	1-2000 mJ
Lazer tekrarlama hızı	1-10 Hz
Hedef ışığı	Kırmızı Kızılötesi ışık
Ekran	10 inç renkli LCD ekran
Kasa malzemesi	Metal
Lazer güç kaynağı	220 V/5A veya 110V/10A

1064 nm: genel olarak siyah renkli dövme için kullanılır

532 nm: genel olarak yeşil, kırmızı vb. renkli dövme için kullanılır

755 nm: genel olarak cilt yenileme için kullanılır

1320 nm karbon peeling vb. için kullanılır

NEW
BLACK
Series



STORM EMRF

Elektromanyetik radyo frekans

STORM vücut şekillendirme makinesi travma yaratmayan yüksek enerjili konsantre elektromanyetik dalga teknolojisi ve geniş alan RF teknolojisi birarada kullanmakta, elektromanyetik alandan üretilen enerji yoluyla vücuttaki kasların motor nöronlarını uyarmakta, kasların süper güçlü yüksek frekanslı kasılması sırasında kas lifleri derinden yeniden şekillenmekte, miyofibril (kas genişlemesine) sebep olmakta, yeni kolajen zincirlerinin ve kas liflerinin (kas hiperplazisi) üretmesini ve kasların mükemmel bir şekillenmeyle güçlenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda bu süper güçlü kas kasılmaları yüksek miktarda enerji tüketmekte, geniş alan RF ile beraber çok miktarda yağın parçalanmasına ve yakılmasına, dolayısıyla yağ miktarında azalmaya sebep olmaktadır. Böylece hem yağın azaltılması hem de kas geliştirilmesi ile şekillendirme sağlamaktadır. Ayrıca süper güçlü kasılmaları lenfatik sistemi etkinleştirmekte, metabolizmayı ve bağışıklık sistemini etkinleştirmekte metabolizmayı ve bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.



STORM EMRF Nasıl Çalışır ?

Storm Manyetizma teknolojisi, yüksek yoğunluklu odaklı elektromanyetik enerji ile birlikte geniş yüzeyli radyofrekans teknolojisi kullanımıyla aynı anda manyetik alan ısıtma özelliğini kullanmakta, bu şekilde kullanıcılar ameliyata girmeden vücut şekillendirmeden faydalanabilirler. İnvazif olmayan Storm manyetizma cihazı, kasları kasıp gevşeterek uyarma, yağ giderme özelliklerine sahip olup, uygulama yapabilecek bölgeler arasında karın, kalçalar, kollar, baldır ve üst bacak kısımları bulunmaktadır.





- Mrf sistem (Magnetik Radyofrekans)
- Elektromagnetik ve radyofrekans birlikte vererek kas dokusunu çalıştırır.
- Yağ tabakasını 45° ye kadar ısıtarak uygulama bölgesinde % 30 yağ azalımı sağlarken
- % 25 kas arttırımı sağlar.
- Zayıflatır
- Sıkılaştırır
- İnceltir
- Ağrısız, acısız, konforlu kullanım imkanıyla yeni nesil kas masajı ve güçlendirme teknikleri sağlar
- Pelvik kasi için özel başlığı vardır.





Tüm kaslarda güçlendirme ve masaj etkisi



Abdomen




Buttocks



Thighs

Kas Geliştirme Etkisi

Storm EMRF cihazı, motor sinir hücrelerini doğrudan uyarmaya ve bu sayede kas liflerinin neredeyse %100' ünü aktif hale geçirmeye yönelik bi teknoloji kullanmaktadır. RF yağ hücrelerini etkili şekilde yakar ve bunları metabolizma tarafından atılmasını sağlarken diğer yandan kas dokusu ve yoğunluğunu artırmakta ve kasları hızla güçlendirmektedir. Bu teknoloji, kullanıcıların kolayca mükemmel karın kaslarına ve istedikleri vücut şekline kavuşmasını sağlamaktadır.



PELVİK KASI ÖZEL BAŞLIĞI


- ▶ Pelvic floor muscle contraction treatment
- ▶ 28 minute = 11, 200 contractions=11,200 Kegel exercises.
- ▶ Non-invasive electromagnetic stimulation.
- ▶ Easy treatment by No need to undress.

STEP 1 Before **STEP 2** Use Tesla chair **STEP 3** After


PELVİK KASI UYGULAMALARI

İdrar Kaçırma, Doğum Sonrası onarım ve sıkılaştırma, Pelvik Taban Kası Onarımı, Sexüel Fonksiyonları İyileştirme

- EMRF Atış enerjisi ve geniş alan radyofrekans
- Kas geliştirme + yağ yakma
- Senkronize sonuç
- Non-invazif ve acısız
- Güvenli ve etkili
- 4 başlık aynı anda çalışabilme + Pelvik Başlığı (Optional)
- Yeni nesil hava soğutmalı



Dokunmatik ekran
7-10 Tesla
50-150 Hz
27 milihenri
Avrupa Birliği CE onaylı
Sertifikalı Eğitim
24 Saatte teknik servis garantisi





40K

ROMEO-X

Bölgesel Zayıflama, Selülit
ve Sıkılaştırma Cihazı

Güçlü ses dalgası başlığıyla yağ hücrelerini en yüksek hızla titreştirmek ve yağ hücrelerini içinde ve dışında çok sayıda hava cepleri üretmek için 36-40 KHZ'lik güçlü ses dalgası yayar. Yağlarda patlama oluşturmak için trigliseridi gliserol ve serbest yağ asitlerine parçalar, vücuttan atmak için de 1 Mhz frekansta RF dalgaları kullanır. Hücrenin içindeki ve dışındaki mikro gözenekli içe dönük patlama, gelişmiş moleküler harekete ve daha yüksek bir enerji seviyesine yol açar. Sonunda yağ hücreleri parçalanır, böylece vücut sıkışır, fazla yağlar yok edilir.

Vücut için 40K Kavitasyon RF

35-40 KHZ arasında modilasyon
Vücudu güçlü etkiyle şekillendirir, cildi sıkılaştırır ve selülit iyileştirir. Vücudun çoğu bölgesi için uygundur.

Vücut için Vakum RF - Pozitif Basınç

Vakum RF aynı anda yağı ısıtabilir, bu da yağ biriktirme bölgesindeki kan dolaşımını hızlandırır, yağ yakmayı tetikler.

Quadropolar RF (Vücut)

(Erkek Bira Göbeği Dahil)
Derin inatçı yağlarda güçlü etki, bölgesel sıkılaştırma

Quadropolar RF (Yüz)

Ciltte sıkılaştırma, elastikiyetini kaybetmiş ciltlerde gerdirmeye, gıdı toparlama. Hasarlı cildi onarım, yüz için uygun yeni kolajen üretimini tetikler, yaşlanma karşıtıdır.

Lazer Lipoliz

Yağları parçayarak kan dolaşımını teşvik eder, kilo kaybı etkisi elde etmek için metabolizmayı hızlandırır. Vücudun doğal yağ yakma sistemini tetikler.

Özellikler

- Bölgesel Zayıflama
- Sıkılaştırma
- Toparlama
- Selülit yok edici
- Bölgesel inceltme
- Yüz kırışıklık
- Yüz anti-aging
- 2 yıl garanti
- 24 saatte Türkiye'nin her yerine teknik servis
- Sertifikalı Eğitim
- CE belgeli



Yeni metalrilat gelişmiş tasarımıyla şekillendirilmiştir. Geniş dokunmatik ekran, RF derin yağlar üzerine etki eder farklı bölgelerdeki yağların çözünmesi ve azalmasını sağlar.

Diyetle ve egzersizlerle birlikte inanılmaz sonuçlar verir.





SOLARIS - D

Tüm dünya'da uzun yıllar süren deneyimle geliştirilmiş, yüksek teknoloji, ameliyatsız gençleşme ve cilt yenileme teknikleri tek bir platformda Solaris-d üzerinde bir arada sunulmuştur. Günümüzde profesyonel makina grubunda elektroestetik dünyasına Türk markası ile sunulan tek üst düzey yaşlanma karşıtı cihazdır.

- Altın iğne teknolojisi
- Hifu 2D teknolojisi
- Hifu 4D teknolojisi
- Fractional iğnesiz RF teknolojisi
- 1,5 mm soft wave ultrasound



SOLARIS - D 2D HIFU High intensity Focus Ultrasound TEKNOLOJİSİ

Hifu, non-inzatif uygulamaya dayalı olmasından dolayı, cilt yüzeyine zarar vermeksizin, hedeflenen bölgede termal hasar oluşturma amaçlı geliştirilmiş en son teknolojidir. Ses dalgaları kullanılarak cildin alt katmanlarındaki kolajen üretiminin uyarımı sonrasında yenileme süreci hemen başlar. İlk anda dahi pozitif etkiler görülür fakat bu etki geçicidir. Gerçek sonuçlar 30 gün sonrasında belirgin hale gelir. 90 günün sonunda ise maximum seviyeye ulaşır.

2D Hifu başlıkları yüz için 1.5/3.0/4.5/mm / Vücut için 8.0/13 mm




Hifu, non-invazif uygulamaya dayalı olmasından dolayı, cilt yüzeyine zarar vermeksizin, hedeflenen bölgede termal hasar oluşturma amaçlı geliştirilmiş en son teknolojidir. Ses dalgaları kullanılarak cildin alt katmanlarındaki kolajen üretiminin uyarımı sayesinde germe ve sıkılaşma da en etkin sonuçlar elde edilebilir. Uygulama sonrasında yenilenme süreci hemen başlar. İlk anda dahi pozitif etkiler görülür fakat bu etki geçicidir. Gerçek sonuçlar 30 gün sonrasında belirgin hale gelir. 90 günün sonunda ise maximum seviyeye ulaşır.


SOLARIS - D 4D HIFU High intensity Focus Ultrasound TEKNOLOJİSİ

2D Hifu başlıkları
1.5 mm / 3 mm / 4.5 mm / 8mm / 13 mm

4D Hifu başlıkları
8 mm / 10 mm / 13 mm



4D Hifu başlıkları 8 mm / 10 mm / 13 mm



Alın : 3,0 mm (0,6 J) / 4,5 mm (0,7 J)
Yanak : 3,0 mm (0,7 J) / 4,5 mm (1,2 J)
Alt Çene : 3,0 mm (0,6 J) / 4,5 mm (1,2 J)

Dünya'da geliştirilmiş tüm ameliyatsız gençleştirme teknolojileri bir arada

Avrupa birliği dahil tüm kalite belgeleri Estedem Medikal Estetik olarak tescillendi

Profesyonel makine grubunda yaşlanma karşıtı kombine platform

Boyun, Gıdı, Dekolte, Çene hattı ve tüm vücut uygulamaları

SOLARIS - D ALTIN İĞNE RF TEKNOLOJİSİ



Micro kristal Altın kaplama iğneler epidermise nüfuz eder ve yüksek sıcaklıktaki RF enerjisini derin dermise doğrudan iletir. Cilt kolajenini ve liflerini anında verimli bir şekilde aktive eder. Hasarlı cilt hücrelerini onarabilir, yağ bezlerinin salgılamasını etkili bir şekilde yok edebilir, ödemi yok edebilir ve akne basillerini ortadan kaldırabilir.



Pürüzlü ve gevşek cilt, ince çizgi, kırışıklıklar, akne izleri, yara izleri, skar, çatlaklar gibi sorunları etkili şekilde onarabilir.



SOLARIS - D



Nano Kristal



10 İğne



25 İğne
Yüz İçin




64 İğne
Vücut İçin

0.25 - 0.75 mm

0.75 - 1.25 mm

1.25 - 3.0 mm




KULLANIM ALANLARI


- Ameliyatsız Yüz Germe
- Kırışıklık Azaltma
- Cilt Sıkılaştırma
- Cilt Gençleştirme
- Gözenek Küçültme
- Akne skar Uygulaması
- Yara İzi Uygulaması
- Hiperhidroz
- Örümcek Damarları
- Melazma, Kızarıklık, PIH
- Kaş Kaldırma
- Stria (Cilt Çatlakları)
- Cilt Yenileme
- Elastikiyet Kaybı Uygulaması
- Boyun ve Gıdı Toparlama
- Göz Çevresi Kırışıklıkları
- İnce Kırışıklık Uygulamaları
- Sebum Dengelenmesi




Cilt yüzeyine mikro iğne yerleştirilir



Mikro iğneler cildin içine nüfuz eder



Bipolar RF Enerji doğrudan hedef bölgelerine uygulanır



Kollajen rejenerasyonu ve yeni elastik üretim süreci başlatır.



- Ameliyatsız gençleştirme, yüz germe, kırışıklık uygulamaları
- Cilt bakımı, sıkılaştırma, toparlama uygulamaları
- Yara izi ve leke uygulamaları
- Sivilce ve akne uygulamaları
- Çatlak ve sarkma uygulamaları
- Tüm vücut için ayrı uygulama başlıkları
- Kaş kaldırma uygulamaları
- Boyun, gıdı, dekolte, çene hattı uygulamaları
- CE / Emc / Lvd Kalite belgeli, test raporlu



HIFUGOLD

High Intensity Focus Ultrasound

Hifu, non-invazif uygulamaya dayalı olmasından dolayı, cilt yüzeyine zarar vermeksizin, hedeflenen bölgede termal hasar oluşturma amaçlı geliştirilmiş en son teknolojidir. Ses dalgaları kullanılarak cildin alt katmanlarındaki kolojen üretiminin uyarımı sayesinde germe ve sıkılaştırma da en etkin sonuçlar elde edilebilir. Uygulama sonrasında yenilenme süreci hemen başlar. İlk anda dahi pozitif etkiler görülür fakat bu etki geçicidir. Gerçek sonuçlar 30 gün sonrasında belirgin hale gelir. 90 günün sonunda ise maximum seviyeye ulaşır.

CE



Dokunmatik ekran


Yüz Germe ve Sıkılaştırma

Kaş Kaldırma

Kırışıklık Giderme

Çene Hattı Kaldırma

Boyun Sarkması Giderme



Alın : 3,0 mm (0,6 J) / 4,5 mm (0,7 J)
Yanak : 3,0 mm (0,7 J) / 4,5 mm (1,2 J)
Alt Çene : 3,0 mm (0,6 J) / 4,5 mm (1,2 J)

HYDRAGOLD

Yeni Nesil Cilt Bakımı ve Cilt Yapılandırma

Hydragold, tüm kadınların beklentisi olan anında güzellik, bakım ve değişime yeni teknoloji ile cevap veren kompakt bir cihazdır. Hidro sıvı basınçlı vakum ünitesi cildi derinlemesine temizleyip, kir ve siyah noktalardan arındırırken, oksijen canlanmayı ve yenilenmeyi sağlar. Ultrasound yaptığı mikro masajla yaşlanma belirtilerini net şekilde geciktirir. Hydragold bakım uygulamalarının yanısıra ciltteki sarkmalar, kırışıklıklar, lekeler gibi tedavi isteyen problemlere de gelişmiş radyofrekans başlığının ürettiği yüksek frekans dalgalarıyla yanıt verebilmektedir.



CE



Hydragold ta elektroestetik cihaz dünya standartlarında uzun ömürlülüğü ve dayanıklılığı kabul görmüş en üst kalite materyaller kullanılmıştır.



* Hidro Sıvı Vakumlu Temizleme

* Oksijen Sprey

* Sıcak - Soğuk

* Oksijen Maskesi

* Plazma

* Bipolar Radyo Frekans

* Elmas Dermabrazyon



Kırışıklıklar ve İnce Çizgi Sorunları

Güneş Lekeleri ve Pigmentasyon

Siyah Nokta Sorunları

Cildin Oksijenle Tazelenmesi


Gözeneklerin Küçültülmesi

Akne ve Sivilce Sorunları

Cilt Tonlama ve Renk Açma

CAVİPEEL

5 TEKNOLOJİ BİR ARADA



Kavitasyon Peeling Cihazı



Kavitasyon Peeling

Ultrasonic ses dalgaları ile yapılan bu yeni nesil peeling işlemi hiçbir akım, acı ya da ağrı hissetmeden, cildinizdeki ölü deriyi yan etkisiz bir şekilde yok eder. Uygulama sonrasında cildinizin çok belirgin şekilde nefes aldığını hissedebilirsiniz. Ultrasonic ses dalgaları ile saniyede otuz bin titreşim yapılarak amaca yönelik uygulamalar gerçekleştirilir. Micro masaj ile kırışıklık oluşumu ve yaşlanma belirtilerini net şekilde gecikir. Yapılan işlemde elektriksel etki olmadığı için akıma duyarlı kişiler hiçbir rahatsızlık ya da yan etki olmadan bu uygulamadan faydalanabilirler.



- 1 - Ultrasound Peeling
- 2 - Ultrasound Lifting
- 3 - PDT Photon Dinamic terapi
- 4 - Bio lifting
- 5 - Bio Gloves (eldivenler)

PDT Foton Dinamik Terapi Uygulamaları

- * Yağlı akne hafifletme.
- * Yaşlanmayı engelleme, ince çizgi ve kırışıklarda azalma, cilde sağlıklı görünüm kazandırma.
- * Yaşlılık lekeleri veya çiller gibi pigmentasyonda azalma.
- * Yüz cildinde sıkılaşıma ve şekillenme; elastikiyetini kaybetmiş olgun ciltler için mükemmel.
- * Pigment lezyonu veya IPL yanığı gibi travma geçirmiş ciltler.


Yararları nelerdir

Uygulamalar diğer ışın tabanlı terapilerden daha ucuzdur. İnce çizgiler, kırışıklıklar, çiller, kahverengi lekeler, izler ve kızarıklıklarda azalma görülür. İlaveten, terapiler hiç nekahet süresi olmaksızın acısız uygulanabilmektedir.



PDT - LED Cilt Yenileme nasıl çalışmaktadır

LED'ler tamamen doğal, ablatif olmayan bir cilt yenileme yöntemi sunmaktadır. Led'lerden çıkan ışın hücrelerle etkileşime girer ve bunları yeni kolajen ve elastin üretmek üzere uyarır. Dalga boylarını manipüle ederek hücreler aktif ya da pasif hale getirilebilir. Sarı ışıklı LED'ler ışın tabanlı yenileme için kullanılmaktadır. Mavi ışıklı LED'ler akne tedavisinde, kırmızı ışıklı LED'ler ise fotodinamik terapide kullanılmaktadır.



WOLF DIODE LAZER



ROMEO-X



STORM EMRF



SOLARIS - D



CAVIPEEL



HIFUGOLD



EXTRA 818 GEM-PL



HYDRAGOLD



GOLDMIX LASER



FRAPICO LAZER



SHELBY PLUS IPL



SHELBY GOLDMED